

Rondolino

结构紧凑、操作简单的自动进样器

适用于超越系列滴定仪，紧凑型滴定仪G20，低端型号滴定仪DL22 F&B和DL15的一款灵巧自动滴定台

操作简单



即插即用的安装和优化的用户指南，只需一个旋钮即可切换至冲洗和浸洗循环。

结构紧凑，节省空间的设计



25x35cm的外形尺寸，与常规样品转换器相比，Rondolino 仅需很小的空间。

T50A终端：一个结构紧凑，高度灵活的滴定系统。对于有不同需求的多样化应用来说，可以完全自动的滴定少量的样品系列。



低端滴定仪和Rondolino

DL15的简单终点滴定，DL22F&B的食品饮料应用，终点滴定和等当点滴定可以以系列的方式委派给Rondolino。易于使用，最佳匹配的滴定系统，直观的操作，无需培训操作人员，并迅速提供可靠地结果。



适合各种需要的正确的清洗系统

浸洗系统避免交叉污染。由粘稠样品引起的电极污染可以通过PowerShower™和隔膜泵组合实现最佳的清洁。



节省时间、简单任务的安全处理

除了有9个样品系列外，如果滴定杯放置在样品架上，单个样品也能更快的处理。所有的样品均以相同的方式分析，可以大大的提高重复性。滴定结束后，电极返回至浸洗滴定杯。



东南科儀
Sinoinstrument Co., Ltd.

广州总部：广州市黄埔区科学大道112号绿地中央广场A1栋2201

北京分公司：北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦D座309室

上海分公司：上海市闵行区申虹路1188弄恒基旭辉中心北楼603室

杭州分公司：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街188号贝达梦工场D331室

其他办事处：西安·成都·天津·武汉·重庆·南京·深圳·珠海·中山·惠州·佛山·香港

网址：www.sinoinstrument.com

电话：020-66618088

电话：010-62268660

电话：021-52586771

电话：0571-88068711

传真：020-83510388

传真：010-62238297

传真：021-52586778

传真：0571-88068733

邮箱：dongnan@sinoinstrument.com

400-113-3003

