

TerraRack

最为环保的盒装吸头

更轻便、更少污染且100%可回收



TerraRack在盒装吸头方面采用创新概念。如同传统盒装一样坚固，但是使用不足一半的塑料且完全可回收利用。事实上，铰链式TerraRack外壳由PETE制成，容易回收利用。

为确保便利和完全洁净，带有BioClean吸头的TerraRack经过预先灭菌处理，无需再灭菌。



减少浪费

由于塑料使用量比传统吸头盒减少50%，TerraRack还具有极强的可压缩性，因此用过的吸头盒在废物容器或存储容器内占用的空间明显减小。



100%可回收利用

除了完全可回收利用外，TerraRack主要由PETE构成，易于回收利用，并积极地从塑料废物流中回收利用。



预消毒

TerraRack已经过预消毒处理。重复填装系统可能将清洁的吸头放入污染的盒装上，而TerraRack则确保您每次都使用全新的清洁盒装。

LTS

用于瑞宁LTS移液器的LTS TerraRack吸头



订货号	型号	描述	最大量程
带合叶页PETE TerraRack中的TerraRack LTS吸头			
17014960	TR-L10S	10盒, 960个LTS吸头, 预消毒	20 μ L
17014961	TR-L10F	10盒, 960个LTS吸头, 预消毒, 带滤芯	20 μ L
17014962	TR-L250S	10盒, 960个LTS吸头, 预消毒	200 μ L
17014963	TR-L200F	10盒, 960个LTS吸头, 预消毒, 带滤芯	200 μ L
17014964	TR-L300S	8盒, 768个吸头, 预消毒	300 μ L
17014965	TR-L300F	8盒, 768个吸头, 预消毒, 带滤芯	300 μ L
17014966	TR-L1000S	8盒, 768个吸头, 预消毒	1000 μ L
17014967	TR-L1000F	8盒, 768个吸头, 预消毒, 带滤芯	1000 μ L
17014968	TR-L1200S	8盒, 768个吸头, 预消毒	1200 μ L
17014969	TR-L1200F	8盒, 768个吸头, 预消毒, 带滤芯	1200 μ L

UNV

圆锥型TerraRack吸头

适用于瑞宁、Pipetman®以及所有使用圆锥型吸头的移液器品牌



订货号	型号	描述	最大量程
带合页PETE TerraRack中的TerraRack吸头			
17014970	TR-10S	10盒, 960个吸头, 预消毒	10 μ L
17014971	TR-10F	10盒, 960个吸头, 预消毒, 带滤芯	10 μ L
17014972	TR-10GS	10盒, 960个吸头, 套柄保护, 预消毒	10 μ L
17014973	TR-10GF	10盒, 960个吸头, 套柄保护, 预消毒, 带滤芯	10 μ L
17014974	TR-20F	10盒, 960个吸头, 预消毒, 带滤芯	30 μ L
17014975	TR-100F	10盒, 960个吸头, 预消毒, 带滤芯	100 μ L
17014976	TR-250S	10盒, 960个吸头, 预消毒	250 μ L
17014977	TR-200F	10盒, 960个吸头, 预消毒, 带滤芯	200 μ L
17014978	TR-300S	8盒, 768个吸头, 预消毒	300 μ L
17014979	TR-300F	8盒, 768个吸头, 预消毒, 带滤芯	300 μ L
17014980	TR-1000S	8盒, 768个吸头, 预消毒	1000 μ L
17014981	TR-1000F	8盒, 768个吸头, 预消毒, 带滤芯	1000 μ L

TerraBase

TerraRacks极为坚固耐用, 不过为了确保更高稳定性, TerraBase是理想的选件。TerraBase分为短和长两种尺寸, 采用聚碳酸酯制成, 可高压消毒并且具有耐化学腐蚀性能, 带有硅支脚, 并可使用多年。

订货号	型号	描述
用于TerraRack的TerraBase		
17014982	TR-SB	TerraRack Base – 低沿型; 1个基座可安装10 - 300 μ L TerraRack盒装吸头
17014983	TR-TB	TerraRack Base – 高沿型; 1个基座可安装1000 μ L TerraRack盒装吸头

低吸附LTS吸头

提高移液准确性

Rainin LR低吸附吸头可最大程度降低残留量，特别是在转移粘性样品等液体以及具有较低表面张力的样品时，提高移液准确性。

大大减少残留量

食品着色剂丙二醇可与聚丙烯表面相互作用，并导致液体覆盖或附着在吸头内部。图中显示出，瑞宁LR吸头内高度防水的含氟聚合物区域可迫使染料顺利滑过聚丙烯表面，并防止附着。



LTS 用于瑞宁LTS移液器的低吸附LTS吸头

低吸附LTS吸头还用于瑞宁Liquidator 20与Liquidator 200型。请见第25页。

订货号	型号	描述	最大量程
可移开盖子的RT盒装低吸附吸头			
17007955	RT-L10LR	10盒, 960个低吸附LTS吸头	20 µL
17007956	RT-L10SLR	10盒, 960个低吸附LTS吸头, 预消毒	20 µL
17007957	RT-L10FLR	10盒, 960个低吸附LTS吸头, 预消毒, 带滤芯	20 µL
17007961	RT-L200FLR	10盒, 960个低吸附LTS吸头, 预消毒, 带滤芯	200 µL
17007959	RT-L250LR	10盒, 960个低吸附LTS吸头	200 µL
17007960	RT-L250SLR	10盒, 960个低吸附LTS吸头, 预消毒	200 µL
17007952	RT-L1000LR	8盒, 768个低吸附LTS吸头	1000 µL
17007953	RT-L1000SLR	8盒, 768个低吸附LTS吸头, 预消毒	1000 µL
17007954	RT-L1000FLR	8盒, 768个低吸附LTS吸头, 预消毒, 带滤芯	1000 µL
17008026	RT-L1200LR	8盒, 768个低吸附LTS吸头	1200 µL
17008027	RT-L1200SLR	8盒, 768个低吸附LTS吸头, 预消毒	1200 µL
17008028	RT-L1200FLR	8盒, 768个低吸附LTS吸头, 预消毒, 带滤芯	1200 µL
可移开盖子的RT盒装广口低吸附吸头			
17014294	RT-L200WFLR	10盒, 960个, 低吸附宽口LTS吸头, 预消毒, 带滤芯	200 µL
17014292	RT-L250WLR	10盒, 960个, 低吸附宽口LTS吸头	200 µL
17014293	RT-L250WSLR	10盒, 960个, 低吸附宽口LTS吸头, 预消毒	200 µL
17014295	RT-L1000WLR	8盒, 768个, 低吸附宽口LTS吸头	1000 µL
17014296	RT-L1000WSLR	8盒, 768个, 低吸附宽口LTS吸头, 预消毒	1000 µL
17014297	RT-L1000WFLR	8盒, 768个, 低吸附宽口LTS吸头, 预消毒, 带滤芯	1000 µL

订货号	型号	描述	最大量程
用于RT盒装吸头的Green-Pak SpaceSaver再补充装低吸附吸头			
17014307	GPS-L10LR	10层, 960个, 低吸附LTS吸头	20 µL
17014335	GPS-L10SLR	10层, 960个, 低吸附LTS吸头, 预消毒	20 µL
17014336	GPS-L250LR	10层, 960个, 低吸附LTS吸头	200 µL
17014337	GPS-L250SLR	10层, 960个, 低吸附LTS吸头, 预消毒	200 µL
17014338	GPS-L1000LR	8层, 768个, 低吸附LTS吸头	1000 µL
17014339	GPS-L1000SLR	8层, 768个, 低吸附LTS吸头, 预消毒	1000 µL

袋装低吸附吸头

17014340	RC-L10LR	袋装, 1000个, 低吸附LTS吸头	20 µL
17014341	RC-L250LR	袋装, 1000个, 低吸附LTS吸头	200 µL
17014342	RC-L1000LR	袋装, 1000个, 低吸附LTS吸头	1000 µL



圆锥型吸头 适用于瑞宁、Pipetman®以及所有使用圆锥型吸头的移液器品牌

订货号	型号	描述	最大量程
可移动盖子的RT盒装低吸附吸头			
17014343	RT-10LR	10盒, 960个, 低吸附吸头	10 µL
17014344	RT-10SLR	10盒, 960个, 低吸附吸头, 预消毒	10 µL
17014345	RT-10FLR	10盒, 960个, 低吸附吸头, 预消毒, 带滤芯	10 µL
17014347	RT-10GLR	10盒, 960个, 低吸附套柄保护吸头	10 µL
17014348	RT-10GSLR	10盒, 960个, 低吸附套柄保护吸头, 预消毒	10 µL
17014349	RT-10GFLR	10盒, 960个, 低吸附套柄保护吸头, 预消毒, 带滤芯	10 µL
17014351	RT-20FLR	10盒, 960个, 低吸附吸头, 预消毒, 带滤芯	30 µL
17014352	RT-100FLR	10盒, 960个, 低吸附吸头, 预消毒, 带滤芯	100 µL
17014356	RT-200FLR	10盒, 960个, 低吸附吸头, 预消毒, 带滤芯	200 µL
17007958	RT-250LR	10盒, 960个, 低吸附吸头	250 µL
17014354	RT-250SLR	10盒, 960个, 低吸附吸头, 预消毒	250 µL
17014359	RT-1000LR	8盒, 768个, 低吸附吸头	1000 µL
17014360	RT-1000SLR	8盒, 768个, 低吸附吸头, 预消毒	1000 µL
17014361	RT-1000FLR	8盒, 768个, 低吸附吸头, 预消毒, 带滤芯	1000 µL

可移动盖子的RT盒装广口低吸附吸头

17014364	RT-200WFLR	10盒, 960个, 低吸附宽口吸头, 预消毒, 带滤芯	200 µL
17014362	RT-250WLR	10盒, 960个, 低吸附宽口吸头	250 µL
17014363	RT-250WSLR	10盒, 960个, 低吸附宽口吸头, 预消毒	250 µL

用于RT盒装吸头的Green-Pak SpaceSaver再补充装低吸附吸头

17014381	GPS-10GLR	10层, 960个, 低吸附套柄保护吸头	10 µL
17014383	GPS-10GSLR	10层, 960个, 低吸附套柄保护吸头, 预消毒	10 µL
17014385	GPS-250LR	10层, 960个, 低吸附吸头	250 µL
17014386	GPS-250SLR	10层, 960个, 低吸附吸头, 预消毒	250 µL
17014387	GPS-1000LR	8层, 768个, 低吸附吸头	1000 µL
17014394	GPS-1000SLR	8层, 768个, 低吸附吸头, 预消毒	1000 µL

圆锥型低吸附袋装吸头

17014395	RC-10LR	袋装, 1000个, 低吸附吸头	10 µL
17014396	RC-10GLR	袋装, 1000个, 低吸附套柄保护吸头	10 µL
17014397	RC-250LR	袋装, 1000个, 低吸附吸头	250 µL
17014398	RC-1000LR	袋装, 1000个, 低吸附吸头	1000 µL
17015068	RC-1000WLR	袋装, 1000个, 宽口低吸附吸头	1000 µL

环保的再补充装

减少浪费，更大空间

选择这些节省空间的补充装吸头可提高工作效率和最大限度减少塑料浪费。

Green-Pak SpaceSaver

比传统盒装吸头减少85%废品



节省空间 — 每一叠装有8或10层再补充装吸头

使用简便 — 下压替换操作简单

快 速 — 数秒内补充盒装吸头

洁 净 — 保护吸头不受污染

Green-Pak

单独密封再补充装吸头



滤芯吸头 — 适用于滤芯吸头用户的理想补充装选择

环 保 — 保护盖采用可回收利用的PETE制成

简 单 — 无需接触吸头即可安装吸头

洁 净 — 每盒补充装吸头都完全密封

LTS 用于瑞宁LTS移液器的LTS吸头

订货号	型号	描述	最大量程
用于RT盒装吸头的Green-Pak SpaceSaver再补充装吸头			
17005091	GPS-L10	10层, 960个, LTS吸头	20 µL
17005090	GPS-L10S	10层, 960个, LTS吸头, 预消毒	20 µL
17005093	GPS-L250	10层, 960个, LTS吸头	200 µL
17005092	GPS-L250S	10层, 960个, LTS吸头, 预消毒	200 µL
17005095	GPS-L300	8层, 768个, LTS吸头	300 µL
17005094	GPS-L300S	8层, 768个, LTS吸头, 预消毒	300 µL
17005089	GPS-L1000	8层, 768个, LTS吸头	1000 µL
17005088	GPS-L1000S	8层, 768个, LTS吸头, 预消毒	1000 µL
用于RT盒装吸头的Green-Pak单独再补充装吸头			
17002424	GP-L10	10盒, 960个, LTS吸头	20 µL
17002430	GP-L10S	10盒, 960个, LTS吸头, 预消毒	20 µL
17002429	GP-L10F	10盒, 960个, LTS吸头, 预消毒, 带滤芯	20 µL
17002425	GP-L250	10盒, 960个, LTS吸头	200 µL
17002431	GP-L250S	10盒, 960个, LTS吸头, 预消毒	200 µL
17002428	GP-L200F	10盒, 960个, LTS吸头, 预消毒, 带滤芯	200 µL
17002423	GP-L1000	8盒, 768个, LTS吸头	1000 µL
17002427	GP-L1000S	8盒, 768个, LTS吸头, 预消毒	1000 µL
17002426	GP-L1000F	8盒, 768个, LTS吸头, 预消毒, 带滤芯	1000 µL
17001865	GPR-L10	20 µL吸头空吸头盒, 红色, 10个/包	
17001863	GPR-L250	200/250 µL吸头空吸头盒, 绿色, 10个/包	
17001864	GPR-L1000	1000 µL吸头空吸头盒, 蓝色, 8个/包	

UNV 圆锥型吸头 适用于瑞宁、Pipetman®以及所有使用圆锥型吸头的移液器品牌

订货号	型号	描述	最大量程
用于RT盒装吸头的Green-Pak SpaceSaver再补充装吸头			
17005085	GPS-10G	10层, 960个, ShaftGard套柄保护吸头	10 µL
17005084	GPS-10GS	10层, 960个, ShaftGard套柄保护吸头, 预消毒	10 µL
17005087	GPS-250	10层, 960个吸头	250 µL
17005086	GPS-250S	10层, 960个吸头, 预消毒	250 µL
17005083	GPS-1000	8层, 768个吸头	1000 µL
17005082	GPS-1000S	8层, 768个吸头, 预消毒	1000 µL
用于RT盒装吸头的Green-Pak单独再补充装吸头			
17002419	GP-10	10盒, 960个吸头	10 µL
17002415	GP-10S	10盒, 960个吸头, 预消毒	10 µL
17002414	GP-10F	10盒, 960个吸头, 预消毒, 带滤芯	10 µL
17002416	GP-10GF	10盒, 960个, ShaftGard套柄保护吸头, 预消毒, 带滤芯	10 µL
17002422	GP-20F	10盒, 960个吸头, 预消毒, 带滤芯	30 µL
17002413	GP-100F	10盒, 960个吸头, 预消毒, 带滤芯	100 µL
17002420	GP-200F	10盒, 960个吸头, 预消毒, 带滤芯	200 µL
17002409	GP-250	10盒, 960个吸头	250 µL
17002421	GP-250S	10盒, 960个吸头, 预消毒	250 µL
17002412	GP-1000	8盒, 768个吸头	1000 µL
17002411	GP-1000S	8盒, 768个吸头, 预消毒	1000 µL
17002410	GP-1000F	8盒, 768个吸头, 预消毒, 带滤芯	1000 µL
17001860	GPR-10	10 µL吸头空吸头盒, 紫色, 10个/包	
17001862	GPR-10G	10 µL ShaftGard套柄保护吸头空吸头盒, 红色, 10个/包	
17001861	GPR-250	200/250 µL吸头空吸头盒, 绿色, 10个/包	
17001859	GPR-1000	1000 µL吸头空吸头盒, 蓝色, 8个/包	

盒装吸头

传统型96孔吸头包装

可移动盖子的盒装吸头

可移动盖子的盒装吸头 — 简易、实用型传统包装。
LTS与圆锥型吸头分为多种量程。



- **快速安装：**坚固的盒装吸头让吸头安装轻松快速。
- **保护吸头：**让吸头远离尘埃及污染源。
- **可高压灭菌：**双向封盖，确保高效灭菌。
- **不同样式：**提供标准、预消毒和滤芯型。



用于瑞宁LTS移液器的LTS吸头



订货号	型号	描述	最大量程
可移开盖子的RT盒装吸头			
17002930	RT-L10	10盒, 960个, LTS吸头	20 µL
30184794	RT-L10C	10盒, 960个, LTS吸头	20 µL
17002929	RT-L10S	10盒, 960个, LTS吸头, 预消毒	20 µL
17002928	RT-L10F	10盒, 960个, LTS吸头, 预消毒, 带滤芯	20 µL
17002932	RT-L250	10盒, 960个, LTS吸头	200 µL
30184795	RT-L250C	10盒, 960个, LTS吸头	200 µL
17002931	RT-L250S	10盒, 960个, LTS吸头, 预消毒	200 µL
17002927	RT-L200F	10盒, 960个, LTS吸头, 预消毒, 带滤芯	200 µL
17007102	RT-L250W	10盒, 960个, LTS宽口吸头	200 µL
17007101	RT-L250WS	10盒, 960个, LTS宽口吸头, 预消毒	200 µL
17002935	RT-L300	8盒, 768个, LTS吸头	300 µL
17002934	RT-L300S	8盒, 768个, LTS吸头, 预消毒	300 µL
17002933	RT-L300F	8盒, 768个, LTS吸头, 预消毒, 带滤芯	300 µL
17002922	RT-L1000	8盒, 768个, LTS吸头	1000 µL
30184796	RT-L1000C	8盒, 768个, LTS吸头	1000 µL
17002921	RT-L1000S	8盒, 768个, LTS吸头, 预消毒	1000 µL
17002920	RT-L1000F	8盒, 768个, LTS吸头, 预消毒, 带滤芯	1000 µL
17007100	RT-L1000W	8盒, 768个, LTS宽口吸头	1000 µL
17007099	RT-L1000WS	8盒, 768个, LTS宽口吸头, 预消毒	1000 µL
17006421	RT-L1200	8盒, 768个, LTS吸头	1200 µL
17006420	RT-L1200S	8盒, 768个, LTS吸头, 预消毒	1200 µL
17006419	RT-L1200F	8盒, 768个, LTS吸头, 预消毒, 带滤芯	1200 µL
17002926	RT-L2000	8盒, 480个, LTS吸头	2000 µL
17002924	RT-L2000S	8盒, 480个, LTS吸头, 预消毒	2000 µL
17002923	RT-L2000F	8盒, 480个, LTS吸头, 预消毒, 带滤芯	2000 µL
17002937	RT-L5000	8盒, 192个, LTS吸头	5000 µL
17002936	RT-L5000S	8盒, 192个, LTS吸头, 预消毒	5000 µL



圆锥型吸头 适用于瑞宁、Pipetman®以及所有使用圆锥型吸头的移液器品牌



订货号	型号	描述	最大量程
可移动盖子的RT盒装吸头			
17002896	RT-10	10盒, 960个, 吸头	10 µL
30184791	RT-10C	10盒, 960个, 吸头	10 µL
17002905	RT-10S	10盒, 960个, 吸头, 预消毒	10 µL
17002904	RT-10F	10盒, 960个, 吸头, 预消毒, 带滤芯	10 µL
17002908	RT-10G	10盒, 960个, ShaftGard套柄保护吸头	10 µL
17002907	RT-10GS	10盒, 960个, ShaftGard套柄保护吸头, 预消毒	10 µL
17002906	RT-10GF	10盒, 960个, ShaftGard套柄保护吸头, 预消毒, 带滤芯	10 µL
17002917	RT-20F	10盒, 960个, 吸头, 预消毒, 带滤芯	30 µL
17002903	RT-100F	10盒, 960个, 吸头, 预消毒, 带滤芯	100 µL
17002916	RT-250	10盒, 960个, 吸头	250 µL
30184792	RT-250C	10盒, 960个, 吸头	250 µL
17002913	RT-250S	10盒, 960个, 吸头, 预消毒	250 µL
17002912	RT-200F	10盒, 960个, 吸头, 预消毒, 带滤芯	200 µL
17002902	RT-1000	8盒, 768个, 吸头	1000 µL
30184793	RT-1000C	8盒, 768个, 吸头	1000 µL
17002901	RT-1000S	8盒, 768个, 吸头, 预消毒	1000 µL
17002897	RT-1000F	8盒, 768个, 吸头, 预消毒, 带滤芯	1000 µL
17002911	RT-2000	8盒, 480个, 吸头	2000 µL
17002910	RT-2000S	8盒, 480个, 吸头, 预消毒	2000 µL
17002909	RT-2000F	8盒, 480个, 吸头, 预消毒, 带滤芯	2000 µL
17002919	RT-5000	8盒, 192个, 吸头	5000 µL
17002918	RT-5000S	8盒, 192个, 吸头, 预消毒	5000 µL

专业吸头

特殊应用解决方案

用于非日常移液的多种尺寸吸头。



加长型吸头

用于高瘦管型移液
BioClean。

102 mm长

瑞宁加长型LTS吸头可深入到瓶子、较高样品瓶、烧瓶、100毫米管等物体的底部。

直径小

这些吸头将通过8 mm ID可刺穿的薄膜，如：样品采集套件。



ShaftGard™ 10µL套柄保护吸头

避免交叉污染。
BioClean。

吸头保护套柄，退吸头臂

可防止套柄与退吸头臂受到污染，当操作生物、放射性或其他关键样品时，可减少对套柄与退吸头臂进行消毒或灭菌的必要。
圆锥型移液器



宽口吸头

适用于精细样品。
BioClean

用于具有哺乳动物细胞或高分子量DNA的样品。1.5 mm宽口可最大限度地减小对精细样品的剪切力和降低高粘度样品的流体阻力。

250与1000µL可选。

Gel-Well™凝胶吸头

在窄容器中装载凝胶

向电泳平板凝胶装置中加样或在样品回收时分液。柔性超薄微型毛细管非常适合DNA测序和蛋白质分离。可在1 bar和121°C条件下进行长达15分钟的高压灭菌，而不会导致毛细管严重收缩或闭合。
圆锥型移液器。

- 扁平或圆形吸头端
- 经过认证不含RNase和DNase

圆锥型宽口袋装吸头
(下一页)

LTS 用于瑞宁LTS移液器的LTS吸头

订货号	型号	描述	最大量程
盒装加长型吸头(102 mm长)			
17008814	RT-L250X	8盒, 768个, LTS吸头	200 µL
17008815	RT-L250XS	8盒, 768个, LTS吸头, 预消毒	200 µL
17008887	RT-L200XF	8盒, 768个, LTS吸头, 预消毒, 带滤芯	200 µL
17008817	RT-L1000X	8盒, 768个, LTS吸头	1200 µL
17008818	RT-L1000XS	8盒, 768个, LTS吸头, 预消毒	1200 µL
17008819	RT-L1000XF	8盒, 768个, LTS吸头, 预消毒, 带滤芯	1200 µL
盒装宽口吸头			
17007102	RT-L250W	10盒, 960个, LTS宽口吸头	200 µL
17007101	RT-L250WS	10盒, 960个, LTS宽口吸头, 预消毒	200 µL
17007100	RT-L1000W	8盒, 768个, LTS宽口吸头	1000 µL
17007099	RT-L1000WS	8盒, 768个, LTS宽口吸头, 预消毒	1000 µL

UNV 圆锥型吸头 适用于瑞宁、Pipetman®以及所有使用圆锥型吸头的移液器品牌

订货号	型号	描述	最大量程
10 µL ShaftGard套柄保护吸头			
17005085	GPS-10G	10层, SpaceSaver再补充装吸头, 960个, ShaftGard套柄保护吸头	10 µL
17005084	GPS-10GS	10层, SpaceSaver再补充装吸头, 960个, ShaftGard套柄保护吸头, 预消毒	10 µL
17002416	GP-10GF	10盒, GreenPak补充装吸头, 960个, ShaftGard套柄保护吸头, 预消毒, 带滤芯	10 µL
17002908	RT-10G	10盒, 960个, ShaftGard套柄保护吸头	10 µL
17002907	RT-10GS	10盒, 960个, ShaftGard套柄保护吸头, 预消毒	10 µL
17002906	RT-10GF	10盒, 960个, ShaftGard套柄保护吸头, 预消毒, 带滤芯	10 µL
Gel-Well™凝胶吸头			
17002375	GT-10-2	0.17 mm, 1盒, 200个, 吸头	10 µL
17002377	GT-10-4	0.37 mm, 1盒, 200个, 吸头	10 µL
17002380	GT-10-6	0.57 mm, 1盒, 200个, 吸头	10 µL
17002376	GT-250-2	0.17 mm, 1盒, 200个, 吸头	250 µL
17002378	GT-250-4	0.37 mm, 1盒, 200个, 吸头	250 µL
17002379	GT-250-6	0.57 mm, 1盒, 200个, 吸头	250 µL

双96盒装吸头

StableStak与StableRak

两款，均适用于大量生产环境。

StableStak

叠层双96盒装吸头，每层192个吸头。坚固耐用且具有防滑橡胶支脚，适用于多道移液器。



StableRak

单独双96盒装吸头，192个吸头。坚固耐用且具有防滑橡胶支脚，适用于多道移液器。



- **快速安装：** 坚固防滑式盒装吸头让吸头安装轻松快速。
- **保护吸头：** 让吸头远离尘埃及污染源。
- **型号：** 提供标准、预消毒和带滤芯型。

散装吸头

经济实惠的包装

订购信息

型号	订货号	说明
RC-10C/10	30184815	10 μL最大吸头量程.每袋装有1000个吸头.每盒10袋。
RC-250C/10	30184814	250 μL最大吸头量程.每袋装有1000个吸头.每盒10袋。
RC-1000C/10	30184813	1000 μL最大吸头量程.每袋装有1000个吸头.每盒10袋。
RC-L10C/10	30180889	20 μL最大吸头量程.每袋装有1000个吸头.每盒10袋。
RC-L250C/10	30180888	200 μL最大吸头量程.每袋装有1000个吸头.每盒10袋。
RC-L1000C/10	30180887	1000 μL最大吸头量程.每袋装有1000个吸头.每盒10袋。





用于瑞宁LTS移液器的LTS吸头

	订货号	型号	描述	最大量程
	StableStak双96层叠盒装吸头			
	17005873	SS-L10	5层, 960个, LTS吸头	20 µL
	17005872	SS-L10S	5层, 960个LTS吸头, 预消毒	20 µL
	17005875	SS-L250	5层, 960个LTS吸头	200 µL
	17005874	SS-L250S	5层, 960个LTS吸头, 预消毒	200 µL
	17005877	SS-L300	4层, 768个LTS吸头	300 µL
	17005876	SS-L300S	4层, 768个LTS吸头, 预消毒	300 µL
	17007090	SS-L1000	4层, 768个LTS吸头	1000 µL
	17007089	SS-L1000S	4层, 768个LTS吸头, 预消毒	1000 µL
	StableRak双96盒装吸头			
	17005862	SR-L10	5盒, 960个LTS吸头	20 µL
	17005861	SR-L10S	5盒, 960个LTS吸头, 预消毒	20 µL
	17005860	SR-L10F	5盒, 960个LTS吸头, 预消毒, 带滤芯	20 µL
	17005864	SR-L250	5盒, 960个LTS吸头	200 µL
	17005863	SR-L250S	5盒, 960个LTS吸头, 预消毒	200 µL
	17005859	SR-L200F	5盒, 960个LTS吸头, 预消毒, 带滤芯	200 µL
	17005867	SR-L300	4盒, 768个LTS吸头	300 µL
	17005866	SR-L300S	4盒, 768个LTS吸头, 预消毒	300 µL
	17005865	SR-L300F	4盒, 768个LTS吸头, 预消毒, 带滤芯	300 µL
	17007083	SR-L1000	4盒, 768个LTS吸头	1000 µL
	17007082	SR-L1000S	4盒, 768个LTS吸头, 预消毒	1000 µL
	17007081	SR-L1000F	4盒, 768个LTS吸头, 预消毒, 带滤芯	1000 µL
	17007086	SR-L1200	4盒, 768个LTS吸头	1200 µL
	17007085	SR-L1200S	4盒, 768个LTS吸头, 预消毒	1200 µL
	17007084	SR-L1200F	4盒, 768个LTS吸头, 预消毒, 带滤芯	1200 µL
	袋装吸头			
	17001128	RC-L10	1000个LTS吸头/袋	20 µL
	17001118	RC-L250	1000个LTS吸头/袋	200 µL
	17001132	RC-L300	1000个LTS吸头/袋	300 µL
	17001129	RC-L1000	1000个LTS吸头/袋	1000 µL
	17006324	RC-L1200	1000个LTS吸头/袋	1200 µL
	17001130	RC-L2000	1000个LTS吸头/袋	2000 µL
	17001133	RC-L5000	1000个LTS吸头/袋	5000 µL
	17001119	RC-L10ML	200个LTS吸头/袋	10 mL
	17005940	RC-L10MLS	75个LTS吸头/袋, 预消毒, 独立包装	10 mL
	17001131	RC-L20ML	100个LTS吸头/袋	20 mL
	17005941	RC-L20MLS	50个LTS吸头/袋, 预消毒, 独立包装	20 mL



圆锥型吸头 适用于瑞宁、Pipetman®以及所有使用圆锥型吸头的移液器品牌

	StableRak双96盒装吸头			
	17005857	SR-300	4盒, 768个吸头	300 µL
	袋装吸头			
	17001124	RC-10	1000个吸头/袋	10 µL
	17001123	RC-10G	1000个ShaftGard套柄保护吸头/袋	10 µL
	17001116	RC-250	1000个吸头/袋	250 µL
	17001127	RC-250W	1000个宽口吸头/袋	250 µL
	17001120	RC-200	1000个吸头/袋	1000 µL
	17001121	RC-1000	1000个吸头/袋	1000 µL
	17001125	RC-2000	1000个吸头/袋	2000 µL
	17001126	RC-2500	1000个吸头/袋	2500 µL
	17001117	RC-5000	1000个吸头/袋	5000 µL
	17001122	RC-10ML	200个吸头/袋	10 mL
	17005939	RC-10MLS	75个吸头/袋, 预消毒, 独立包装	10 mL